


ARTIKEL	NADELSTÄRKE	NADELLÄNGE	FADENLÄNGE	FADENSTÄRKE
Mono	30G	38 mm	50 mm	7-0
	29G	25 mm	30 mm	6-0
		60 mm	90 mm	6-0
	27G	50 mm	70 mm	5-0
		60 mm	90 mm	5-0
Twin	27G	60 mm	90 mm	7-0 x 2
Screw	29G	38 mm	50 mm	6-0
	27G	50 mm	70 mm	5-0
Screw TP	27G	50 mm	115 mm	5-0
COG Kombi	23G	60 mm	90 mm	3-0
COG Uni	21G	90 mm	170 mm	2-0
Multi Threads	23G	38 mm	25 mm	5-0 x 14

*Dr. perfect V-line*

Fadenlifting



PTN Healthcare GmbH

Am Kronberger Hang 2 | 65824 Schwalbach, - D  
 Tel : 49-6196-95342-30 | Fax : 49-6196-95342-69  
 info@ptn-healthcare.de | www.ptn-healthcare.de

# Dr. perfect V-line

Beim Fadenlifting verwenden Sie kurze Fäden (Threads) die man mit einer Nadel in die Haut einbringt. Besonders wirksam ist das bei der Akzentuierung der Gesichtskonturen. Je nach Einsatzort und Verwendungszweck variiert die Länge der Fäden. Der Thread regt zur Fibroblasten-Aktivität an, welche für die Kollagenproduktion zuständig ist. Durch das Kollagen bekommt die Haut einen Straffungseffekt. Die Fäden sind bei korrekter Anwendung weder sichtbar noch spürbar.






Durch das Einbringen des Threads in der von Falten betroffenen Stelle der Haut, setzen Sie einen bewussten Reiz, welcher den Hautregenerationsprozess stimuliert. Der Zug, den der Faden auf die Hautpartien ausübt, verursacht einen Lifting Effekt, welcher Falttiefe mindert und schlaffe Haut strafft. Man sieht einen initialen Straffungseffekt, der sich nach 2-3 Monaten voll entfaltet. Der PDO-Faden löst sich komplett auf.

## Mögliche Anwendungsbereiche sind:

- Stirn
- Wangen
- Gesichtskontur
- Hals
- Oberarme + Oberschenkel

## Vorteile des Fadenliftings:

- Schnelle Behandlung
- Einfach durchzuführen
- Keine Inzisionen oder Narben
- Keine Down-Time
- Sofortige Resultate
- Absorbierbare PDO Fäden
- Auch für Kombinationsbehandlungen geeignet



## Mono Threads und Double Threads

Sehr effektiv für das Gesichtslifting, Faltenreduktion und Stimulation der Fibrosebildung. Der Patient hat keine Down-Time und ist sofort wieder gesellschaftsfähig. Der Faden löst sich in 9-12 Monaten auf und wird vollständig vom Körper abgebaut.

## Screw Threads

Durch das Wickeln des Fadens um die Nadel, entsteht bei Applikation am Patienten ein besserer Volumeffekt.

## Screw TP

Screw TP Threads sind enger gewickelt als normale Screw Threads, dadurch wird mehr Faden auf kleinerem Raum eingesetzt, was für einen kräftigeren Volumeffekt sorgt.

## Cogs

Diese haben kleine Widerhaken für einen zusätzlichen Straffungseffekt, die Haken ziehen die Haut in die gewünschte Richtung. Cogs sind besonders gut zum Lifting der schlaffen Haut geeignet.

## Multi Threads

10 dicke Nahtstränge, die zu 4 führenden Fäden gebunden sind, werden mit einer 23 Gauge-Nadel gleichzeitig eingeführt. Dadurch wird die Behandlungszeit und der Schmerz merklich reduziert und somit auch der Behandlungseffekt maximiert, besonders bei tiefen Falten wie z.B. Nasolabial-, Glabella- und Stirnfalten

## Packungsmenge

In einem Blister befinden sich 4 sterile Einzelpackungen à 5 Nadeln– Sie haben daher keinen unnötigen Verlust, sollten Sie weniger Nadeln für einen Patienten benötigen. Zusätzlich ist pro 5 Nadeln ein Cap Opener integriert (erleichtert die Vorbereitung der Nadeln)

Ab einer Bestellung von 1.000 Stück erhalten Sie auch einen Ständer für 6x5 Nadeln zum leichteren Entnehmen der Einzelnadeln. So benötigen Sie keine Assistenz für das Reichen der Nadel.